



Tarkvara BG Analytics®

süsteemikontrolli protokoll

G_1866 Rev5 2024-09-05

REF BGA007



Toode on mõeldud in vitro diagnostikaks ja ainult professionaalseks kasutamiseks
Omakeelse kasutusjuhendi leiate veebisaidilt www.acciusa.com



ASSOCIATES OF
CAPE COD
INCORPORATED

124 Bernard E. Saint Jean Drive • E. Falmouth, MA 02536 USA

Telephone: (508) 540-3444
Toll-Free: (888) 395-2221
Fax: (508) 540-8680
Technical Support: (800) 848-3248
Customer Service: (800) 525-8378

See dokument on koostatud kasutamiseks ettevõtte Associates of Cape Cod, Inc. klientidele ja volitatud töötajatele. Selles juhendis olev teave on omandiõigusega kaitstud. Juhendit ei tohi kopeerida, reprodutseerida, tõlkida ega edastada mis tahes vormis ilma ettevõtte Associates of Cape Cod, Inc. selgesõnalise kirjaliku loata.

Antud ei ole ühtegi otsest ega kaudset kaubanduslikku garantiid.

G_1866 Rev5

Microsoft®, Microsoft® .NET, Windows® 10 on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.

Windows® ja Windowsi logo on äriühingute kontserni Microsoft kaubamärgid.

BG Analytics® ja Fungitell STAT® on ettevõtte Associates of Cape Cod, Inc registreeritud kaubamärgid.

Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader on ettevõtte Lab Kinetics LLC toodetav instrument.

Sisukord

1	Ülevaade	5
1.1	Eesmärk.....	5
2	Süsteemikontrolli kava.....	5
2.1	Reguleerimisala.....	5
2.2	Testitavate komponentide kirjeldus	6
2.3	Nõutavad spetsifikatsioonid	8
2.4	Laboratooriumi süsteemikontrolli kava.....	8
2.5	Kohustused	9
2.7	Protseduur	12
2.8	Vastavuskriteeriumid.....	13
2.9	Täidetud süsteemi kontrollimise protokoll asukoht.....	13
2.10	Läbivaatus ja heakskiit	14
3	Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri paigaldamise kvalifikatsioon.....	15
3.1	Kalibreerimisdokumendi testijuhtum.....	15
3.2	Lab Kinetics Incubating 8 - well Tube Readeri testijuhtumi seadistamine	16
3.3	Lab Kinetics Incubating 8 - well Tube Readeri testijuhtumi installimine	17
3.4	Lab Kinetics Incubating 8 - well Tube Readeri testijuhtumi hindamine	18
3.5	Lab Kinetics Incubating 8 - well Tube Readeri testijuhtumi teostamise kontroll	19
3.6	Läbivaatus ja kinnitus.....	21
4	Tarkvara BG Analytics® installimise kvalifikatsioon.....	22
4.1	Tarkvara BG Analytics® testijuhtumi installimine.....	22
4.2	Vöötkoodiskanneri testijuhtumi installimine	24
4.3	Läbivaatus ja heakskiit	25
5	Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri ja tarkvara BG Analytics® toimivuse kontroll	26
5.1	Andmevastuse testijuhtumi kontroll.....	26
5.2	Tulemustekogumise, salvestamise, analüüsi ja kättetoimetamise testijuhtumi kontroll	28
5.3	Tarkvara BG Analytics® tulemuste aruande testijuhtumi kontroll.....	31
5.4	Andmete säilitamise ja otsinguvõimaluste testijuhtumi kontroll.....	35
5.5	Andmebaasi varundamisvõime testijuhtumi kontroll	36

5.6	Läbivaatus ja kinnitus.....	37
6	Lõplik kontrolliaruanne	38
6.1	Lõplik kontrolliaruanne	38
6.2	Läbivaatus ja kinnitus.....	39
7	Manused	40
7.1	Koolituse kirjed	40
7.2	Objektiivsed tõendid.....	41
7.3	Täiendav testimine	42
7.4	Lahkevuste aruanne.....	43
7.5	Probleemi lahendamise aruanne.....	44
7.6	Hooldus	45

1 Ülevaade

1.1 Eesmärk

Käesoleva süsteemi kontrollimise protokoll eesmärgiks on kinnitada, et süsteem (süsteemi moodustavad Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader ja hosti arvutisse installitud tarkvara BG Analytics®) teostab oma vajalikud funktsioonid täpselt ja usaldusväärselt. Süsteemikontrolli protseduuris kirjeldatud individuaalsed testijuhtumid (mida nimetatakse ka TJ numbriks) on ette nähtud demonstreerimiseks, dokumenteerimiseks, hindamiseks ja kinnitamiseks, et süsteem toimib ettenähtud viisil.

Selles protokollis kasutatakse järgmisi tootelühendeid:

- **Instrument PKF08** (või **PKF08**) – Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader
- **BGA** või **BG Analytics®** – tarkvara BG Analytics®
- **Fungitell STAT®** – Fungitell STAT® (1,3)-B-D-Glucan Detection Assay

Süsteemikontrolli protokollitõlgitud versioone saab alla laadida veebisaidilt www.acciusa.com.

2 Süsteemikontrolli kava

2.1 Reguleerimisala

PKF08 ja BGA süsteemikontrolli protokoll määratleb protsessid, millega kontrollitakse PKF08 instrumendi ja tarkvara BG Analytics® toimimist ette nähtud eesmärgi täitmiseks. Nõutud spetsifikatsioonides täpsustatakse instrumendi ja tarkvara kliendi vajadustest lähtuv funktsionaalsus. Süsteemikontrolli protokoll näeb ette, et iga nõutavat spetsifikatsiooni tuleb testida vastavalt jaotistes „Paigaldamise kontroll“ ja „Toimivuse kontroll“ esitatud eelnevalt määratletud testijuhtumitele. Iga teostatud testijuhtum sisaldab eeldatud ja täheldatud tulemuste ametlikku protokollit. Jaotises „Lõplik kontrolliaruanne“ antakse ülevaade teostatud testijuhtumite olekust ja dokumenteeritakse vormiliselt, kas süsteem vastab nõutavatele spetsifikatsioonidele.

Käesolev süsteemikontrolli protokoll on jaotatud järgmisteks jaotisteks.

- **Jaotis 3 „Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri paigalduse kontroll“** kinnitab, et instrument PKF08 on paigaldatud tootja spetsifikatsioonide kohaselt ning funktsioonitestid on tehtud ja dokumenteeritud ning tulemused olid ootuspärased.
- **Jaotis 4 „Tarkvara BG Analytics® paigalduse kontroll“** kinnitab, et tarkvara installiti tootja spetsifikatsioonide kohaselt ning funktsioonitestid on tehtud ja dokumenteeritud ning tulemused olid ootuspärased.
- **Jaotis 5 „Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri ja tarkvara BG Analytics® toimivuse kontroll“** kinnitab, et süsteem töötab kehtestatud piiride ja tolerantside piires.
- **Jaotises 6 „Lõplik kontrolliaruanne“** esitatakse ülevaade kohaldatud testijuhtumitest ja nende tulemustest ning lõplik otsus süsteemi oleku kohta.
- **Jaotisesse 7 „Lisad“** lisatakse testija läbi viidud koolituse dokumendid, objektiivne tõendusmaterjal, täiendava testimise dokumendid, lahknevuste aruanded, probleemide lahendamise aruanded ja hooldusdokumendid.

Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) püüab pakkuda instrumendi Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri ja tarkvara BG Analytics® kontrollimiseks juhiseid ja teadmisi ning abi kohapeal. Volitatud isik (labori esindaja) teeb kindlaks, kas see süsteemikontrolli protokoll vastab kohalikele nõuetele, vajadustele ja ootustele ning võib seda süsteemikontrolli kava täiendavalt muuta. Jaotist 2.4 „Labori süsteemikontrolli kava“ (tabel 4) tuleb kasutada plaani ametlikuks dokumenteerimiseks selle labori kohta, kuhu süsteem püsivalt paigutatakse.

Lahknevuse korral teatud testijuhtumi protseduuris, eeldatud tulemustes või täheldatud tulemustes kasutatakse probleemi dokumenteerimiseks lahknevuste aruannet. Lahknevuste aruanne peab sisaldama järgmist: viide testijuhtumile, aruande number, lahknevuse kirjeldus, lahknevuse uurimine, lahenduse kirjeldus ja lahenduse kategooria.

Nõuetele mittevastavat testijuhtumit saab uuesti kontrollida pärast mittevastavuse asjakohast dokumenteerimist lahknevuste aruandes. Testijuhtumi taaskontrollimise protseduuri dokumenteerimiseks tuleb kasutada eelnevalt heakskiidetud probleemi lahendamise aruannet. Probleemi lahendamise aruanne peab sisaldama järgmist: viide testijuhtumile, mittevastavuse kirjeldus, parandusmeetmed, eeldatud tulemused ja täheldatud tulemused.

Lahknevuste aruande, probleemi lahendamise aruande, täiendava testimise ja hooldamise malle saab elektrooniliselt taotluse alusel.

2.2 Testitavate komponentide kirjeldus

süsteemikontrolli protokollis raames testitakse kolme komponenti.

2.2.1 Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader

Instrument PKF08 on kaheksa (8) süvendiga inkubeeriv katsutiluger neeldumise mõõtmiseks. Iga süvendit loetakse ja ajastatakse eraldi. Andmete kogumine algab kohe pärast reaktsioonikatsuti sisestamist. Instrument PKF08 on ette nähtud tasakaalustuma temperatuuril 37 ± 1 °C ja seda hoidma 10-minutilise inkubeerimistoimingu ja analüüsi 40-minutilise käitusaja vältel. Digitaalseid väärtusi kogutakse kahel lainepikkusel: 405 nm (primaarne) ja 495 nm (sekundaarne), mida instrument PKF08 kannab üle arvutisse, kuhu on paigaldatud tarkvara BG Analytics®. PKF08 instrumendiga kasutatakse 12 mm diameetriga katsuteid. Inkubeerimise ajal võib proovi ettevalmistamiseks ja eeltöötlemiseks kasutada 12x75 mm depürogeenitud boorsilikaatklaasist katsutit. Siiski on väga oluline, et analüüs toimuks 12x65 mm lamedapõhjalistes Fungitell STAT®-i reaktiivi sisaldavates katsutites.

PKF08 kasutamiseks sobiva keskkonna nõuded on toodud tabelis 1. Lisainfo Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri kasutusjuhiseist (Incubating Kinetic Tube Readeri kasutusjuhise), mis tuleb brošüürina PKF08 instrumendiga kaasa (võimalik alla laadida ka veebilehelt www.acciusa.com).

Tabel 1. Instrumendile PKF08 kohalduvad keskkonnanõuded

PKF08 keskkonnanõuded	Kirjeldus
Labori tingimused	Tasane ja stabiilne pind, eemal seadmetest, mis võivad põhjustada liigset vibratsiooni või elektroonilist müra Vältige otsest päikesevalgust
Keskkonna temperatuur	15°C – 30°C
Keskkonna niiskus	< 70%
Sisendoide	100–240 VAC @ 50/60 Hz
Ühendus toitepesaga	Soovitav on kasutada häirete kõrvaldusseadet Puhvertoiteallikas (UPS) (valikuline)

2.2.2 Tarkvara BG Analytics®

PKF08 üle kantavad digitaalsed väärtused võtab vastu BG Analytics® tarkvara ja konverteerib need optilise tiheduse (OT) väärtusteks. Andmete lihtsutamise hõlmab kiiruse (kalde) arvutamist kineetiliste andmete kogumi Delta OT-st (405–495 nm) lineaarse regressiooni seadmisega ajavahemikule 1900–2400 sekundit.

Tarkvara BG Analytics® kirjutab kogutud andmed kohalikku jagamata SQLite andmebaasi, millele viidatakse nimega BG Analyticsi andmebaas. Andmebaas võimaldab otsinguid mitme erineva kriteeriumi alusel. Lisainfo tarkvara BG Analytics® kasutusjuhendist G_1867.

Tarkvara BG Analytics® tuleb paigaldada ühilduvasse hostarvutisse, mis vastab tabelis 2 toodud minimaalsetele tingimustele:

Tabel 2. Minimaalsed süsteeminõuded tarkvara BG Analytics® hostarvutile

Hostarvutile esitatavad süsteeminõuded	Kirjeldus
Opsüsteem	Microsoft® Windows® 10, 64-bitine, versioon 1809 või uuem
Füüsiline mälu:	Miimum: 4 GB Soovitus: 8 GB
Kõvakettaruum	Miimum: 10 GB Soovitus: 15 GB või rohkem
Sidepordid	Vähemalt üks vaba USB-port (või vöötköödiskanneri korral kaks (2) porti)

Täiendavad nõuded:

- Microsoft® Windowsi kasutajakonto olemasolu
 - Tarkvara BG Analytics® installitakse hostarvutisse, mille kasutajakontole on eelnevalt installitud SQLite andmebaas:
 - Lubatud on kasutada labori jagatud Microsoft® Windowsi kasutajakontot.
 - Kui tuleb kasutada mitut erinevat Microsoft® Windowsi kasutajakontot, tuleb BGA installida eraldi igale kontole.
- Ühendus vöötkoodiskanneriga (valikuline)
 - BGA ühildub mis tahes vöötkoodilugejaga, mis on konfigureeritud skannerirežiimis USB HID Points of Sale. Näiteks Honeywelli juhtmega vöötkoodiskannerid tervishoiu jaoks (nt Honeywell PN 1950HHD, Honeywell 1950HSR). Lisateavet leiate vöötkoodiskanneri kasutusjuhendist.
- Ühendus printeriga
- Viirusetõrje teave
 - Soovitame tungivalt, et arvutisse oleks paigaldatud viirusetõrketarkvara uusim versioon, mida uuendatakse regulaarselt, ning arvutis, kuhu tarkvara BG Analytics® paigaldatakse, kasutatakse viirusetõrje tarkvara. ACC soovib järgida kohalikke laborite andmeturbepõhimõtteid.

2.2.3 Fungitell STAT®-i test

Tarkvara BG Analytics® võrdleb proovi kallet standardse indeksväärtuse kaldega. Proovi indeksväärtust tõlgendatakse kategooriates 'negatiivne', 'määramatu' või 'positiivne' vastavalt tabelis 3 toodud indeksväärtuse kategooriate vahemikele. Lisainfo Fungitell STAT®-i kasutusjuhistest (PN002603).

Tabel 3. Indeksivahemikud vastavalt analüüsi Fungitell STAT®-i kasutusjuhendis esitatud kirjeldusele

Fungitell STAT®-i avaldatavad tulemused	
Tulemus	Indeksi väärtus
Negative (Negatiivne)	≤ 0,74
Indeterminate (Määramatu)	0,75 – 1,1
Positive (Positiivne)	≥ 1,2

Märkus. Fungitell STAT®-i analüüsi kasutatakse patsientide seerumis in-vitro diagnostikaks. Analüüs on soovitatav teha bioohutuse ruumis, et suurendada kasutaja ohutust kliiniliste proovidega töötamisel. Käesolev süsteemikontrolli protokoll ei hõlma kliiniliste proovide kasutamist, küll aga soovitame protokollide teostamist keskkonnatingimustes, mis vastab instrumendi kasutusotstarbe le ehk teisisõnu bioohutuse ruumis.

2.3 Nõutavad spetsifikatsioonid

Järgnevalt on toodud Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri ja BG Analytics® tarkvara nõutavad spetsifikatsioonid:

- Instrument PKF08 peab enne laborisse paigaldamist olema kalibreeritud ettevõttes ACC.
- Instrument PKF08 tuleb paigaldada tootja nõuete ja keskkonnapetsifikatsioonide kohaselt. Instrumendi PKF08 toimivus tuleb määratleda vastavalt järgmistele toimivuse andmetele ja spetsifikatsioonidele:
 - Temperatuur - raporteeritakse keskmisena temperatuuridest, mis mõõdetakse 5 minuti jooksul integreeritud NIST jälgitava temperatuurianduriga.
 - Signaal - keskmine süvendi intensiivsus (digitaalsed väärtused, DVs) mõõdetuna 5 minuti jooksul
 - Signaali ja müra suhe - digitaalsete väärtuste standardhälve 5 minuti jooksul.
- Instrument PKF08 peab suutma edastada andmeid aja jooksul tarkvarale BG Analytics® kindlaksmääratud lainepikkustel 405 nm ja 495 nm, sh inkubatsiooni temperatuur.
- BG Analytics® tuleb paigaldada laborisse nõuetekohaselt.
- Tarkvara BG Analytics® vöötkoodiskanner peab suutma vastu võtta Fungitell STAT®-i reaktiivi, Fungitell STAT®-i standardit, LRW, APS ja patsiendi proovi identifikaatoreid.
- Instrument PKF08 ja tarkvara BG Analytics® koguvad, analüüsivad ja pärast Fungitell STAT®-i analüüsi teostamist salvestavad proovide andmed vastavasse andmebaasi eesmärgiga teostada invasiivse seeninfektsiooni kliinilist diagnostikat.
- BG Analytics® peab esitama pärast analüüsi teostamist patsiendi proovi vastused ekraanil.
- BG Analytics® peab näitama kas kategooriasse 'negatiivne' või 'kehtetu' kuuluvat tulemust, kui LRW-d kasutatakse negatiivseks kontrollprooviks.
- BG Analytics® peab teatud kehtetute kvaliteeditingimuste identifitseerimisel esitama proovi kineetilise jälje.
- BG Analytics® peab koostama printitava ja eksporditava aruande, kus lehekülje kohta tuleb üks proovi ID.
- BG Analytics® peab võimaldama andmebaasi otsingut standardse partii numbriga, reaktiivi partii numbriga, proovi ID ja kasutaja ID alusel.
- BG Analytics® peab võimaldama SQLite andmebaasi varundamise võimekuse.

2.4 Laboratooriumi süsteemikontrolli kava

Seda süsteemi kontrollimise protkollid võib teostada täies ulatuses, nagu on kirjas, või teise võimalusena võib volitatud isik (märgitud jaotisesse 2.5.3 „Töötajate logi“) tuvastada ja märkida selle protokollid jaotise(d) mittekohaldatavateks (P/K) ja/või määratleda kohalike nõuete, vajaduste ja ootuste täitmiseks täiendava testimise. Tabelisse 4 tuleb märkida, milline jaotis (kui neid on) on mittekohaldatav, heaks kiidetud ja dateeritud.

Tabel 4. Labori süsteemi kontrollimise plaan

Jaotise nr	Jaotise kirjeldus	Testitud komponent	Pole kohaldatav? Heakskiitja/kuupäev
3	PKF08 IQ	Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader	<input type="checkbox"/> P/K _____
4	BGA IQ	Tarkvara BG Analytics®	<input type="checkbox"/> P/K _____
5	PKF08 ja BGA OQ	Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader ja tarkvara BG Analytics®	<input type="checkbox"/> P/K _____
7.3	Täiendav testimine	_____	<input type="checkbox"/> P/K _____

Jaotisi, mis on märgitud olekuga P/K, ei teostata ega võeta arvesse, kui kaalutakse, kas süsteemikontrolli protokoll tulemus on jaotises 6 „Lõplik kontrolliaruanne“ LÄBINUD.

2.5 Kohustused

Ülesanded on liigitatud järgmiselt:

2.5.1 Müüja

See süsteemikontrolli protokoll on ette nähtud teostamiseks tarnijat esindava eriväljaõppega isiku poolt. Instrumendi PKF08, tarkvara BG Analytics® ja Fungitell STAT®-i reaktiivi tarnija info tuleb kanda tabelisse 5.

Tabel 5. Tarnijate kontaktteave

Tarnija teave	
Nimi	Cape Cod, Inc. sidusettevõtted.
Aadress	124 Bernard E. Saint Jean Drive East Falmouth MA 02536 USA
Telefon:	001-508-540-3444
Tehnilise teeninduse kontaktteave	e-post: TechnicalServices@acciusa.com Telefon: 001-888-848-3248
Kohalik volitatud tarnija	Nimi: e-post: Telefon:

2.5.2 Laboratoorium

Selle süsteemikontrolli protokollil peab eeldatavalt läbi vaatama ja sellega nõustuma labor, kuhu süsteem püsivalt paigutatakse. Labori teave tuleb sisestada tabelisse 6.

Tabel 6. Labori teave

Labori teave	
Labori nimi	
Ettevõtte/haigla nimi	
Aadress	
Telefon:	
Põhikontaktisik	Nimi: e-post: Telefon:

2.5.3 Personalilogi

Märkige üles volitatud isiku nimi ja tiitel (ülaltoodud labori esindaja), kes vastutab instrumendi PKF08 ja tarkvara BG Analytics® paigaldamise (sh käesoleva protokolliga täitmise) ülevaatamise eest:

Roll: volitatud isik	
Nimi:	Ametinimetus:
Allkiri:	Kuupäev:

Pange kirja kõikide selle protokolliga teostamisega seotud töötajate nimi ja ametinimetus.

Roll: testija	
Nimi:	Ametinimetus:
Allkiri:	Kuupäev:

Roll: ülevaataja	
Nimi:	Ametinimetus:
Allkiri:	Kuupäev:

Roll: _____	
Nimi:	Ametinimetus:
Allkiri:	Kuupäev:

2.5.4 Seda süsteemikontrolli protokoll käsitleva koolituse dokumenteerimine

Dokumenteerige jaotises 7 „Lisad“, et jaotises 2.5.3 „Personalilogi“ testijatena loetletud isikud on läbinud selle protokollu sisu käsitleva koolituse.

2.6 Selle süsteemikontrolli protokollu teostamiseks nõutav varustus

Selle protokollu teostamiseks vajaliku varustuse täielik loend on esitatud tabelis 7. Kõik materjalid peavad olema vabad häirivatest glükaanidest. Klaasnõud peavad kasutamiskõlblikuks muutmiseks olema kuivkuumusega depürogeenitud vähemalt 7 tunni jooksul temperatuuril 235 °C (või muu samaväärse valideeritud meetodiga).

Tabel 7. Nõutav varustus

Varustus	Tarnija	ACC USA katalooginumber*	Vajalik kogus	Säilitustingimused
Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader ja BG Analytics®	ACC	PKF08-PKG	1	Keskkond
Fungitell STAT®-i komplekt (10 viaali STAT reaktiiviga + 5 viaali STAT Standardiga)	ACC	FT007	2 komplekti	2–8 °C
Aluseline eeltöötuslahus (APS)	ACC	APS51-5	1 viaal	2–30 °C
250 µl pipetiotsikud	ACC*	PPT25	1 pakk	Keskkond
1000 µl pipetiotsikud	ACC*	PPT10	1 pakk	Keskkond
Pikad pipetiotsikud 20–200 µl	ACC*	TPT50	1 pakk	Keskkond
12x75 mm depürogeenitud borosilikaatklaasist katsutid	ACC	TB240-5	1 pakk	Keskkond
LAL-i reaktiiviks sobiv vesi (LRW)	ACC	W0051-10	1 pudel	2–30 °C
Riiulid 12mm diameetriga katsutitele		Kõik	2	Keskkond
Keerisegur		Kõik	1	Keskkond
Parafilm® M		Kõik	1	Keskkond
Reguleeritav pipett mahtude 100–1000 µl jaoks		Kõik	1	Keskkond
Reguleeritav pipett mahtude 20–200 µl jaoks		Kõik	1	Keskkond

*või muu samaväärne, mida pakub piirkondlik volitatud tarnija

2.7 Protseduur

Teostage järgmised sammud esitatud järjekorras. Jaotistes toodud katsemenetluse juhised on mõeldud objektiivse tõendusmaterjali loomiseks, et PKF08 instrument ja BG Analytics® tarkvara vastavad nõutud spetsifikatsioonidele.

- Selle protokollu mistahes jaotist teostavad või läbivaatavad töötajad peavad täitma jaotises 2.5.3 „Personalilogi“ esitatud personalilogi.
- Seda protokollu teostavad töötajad peavad täitma kõik selle protokollu jaotised, välja arvatud need, mille olekuks on tabelis 4 märgitud P/K.
- Volitatud isik võib iga jaotise piires tuvastada, märkida või asjakohaselt põhjendada, kui mistahes testijuhtumi olek on P/K.
- Seda protokollu teostavad töötajad peavad teostama kõik kohaldatavas jaotises hõlmatud testijuhtumid, välja arvatud need, mille olekuks on märgitud P/K.
- Seda protokollu teostavad töötajad peavad koguma iga testijuhtumi protseduuris määratletud objektiivse tõendusmaterjali ja dokumenteerima täheldatud tulemused.
- Seda protokollu teostavad isikud peavad printima kogu jaotises „Eeldatud tulemused“ määratletud objektiivsed tõendid (kuvatõmmised, aruanded jne), märgistama viitenumbriga ja lisama jaotisesse 7 „Lisad“.

- Seda protokolliga teostavad töötajad peavad iga testijuhtumi korral dokumenteerima oleku LÄBINUD või MITTELÄBINUD (välja arvatud siis, kui olek on P/K).
- Seda protokolliga teostavad töötajad peavad märkima lahknevuste aruandesse mistahes lahknevused eeldatud tulemustest ja lisama aruande **jaotisesse 7 „Lisad“**.
- Seda protokolliga teostavad töötajad peavad probleemi lahendamisel järgima eelnevalt heakskiidetud probleemi lahendamise aruannet ja lisama aruande **jaotisesse 7 „Lisad“**.
- Kõik volitatud isikud peavad läbi vaatama, allkirjastama ja dateerima iga testijuhtumi, sealhulgas objektiivse tõendusmaterjali, lahknevuste aruande ja probleemi lahendamise aruande (kui neid on). Mõjutatud testijuhtumi oleku kohta otsuse tegemisel tuleb arvesse võtta lahknevuste aruannet ja probleemi lahendamise aruannet.
- Täiendava testijuhtumi vajaduse peab (vajadusel) tuvastama ja ette valmistama volitatud isik. Täiendavat testimist vajavad testijuhtumid tuleb lisada **jaotisesse 7 „Lisad“**.
- Seda protokolliga teostavad töötajad peavad täitma, allkirjastama ja dateerima jaotise 6.1 „Lõplik kontrolliaruanne“.
- Kaks volitatud isikut peavad vaatama läbi ja kiitma heaks selle protokolliga iga kohaldatava jaotise.
- Kontrollitud süsteemi hooldust (nt instrumendi PKF08 uuesti kalibreerimine, andmebaasi korrastamine või tarkvara BGA versiooniuuendus) võib tuvastada jalisada **jaotisesse 7 „Lisad“**.
- Volitatud isikud peavad salvestama täidetud süsteemi kontrollimise protokolliga jaotises 2.9 „Teostatud süsteemi kontrollimise protokoll“ näidatud asukohta.

2.8 Vastavuskriteeriumid

- Iga kohaldatava testijuhtumi olek peab olema LÄBINUD, et selle protokolliga jaotise saaks lugeda nõuetevastavaks. Üks testijuhtum, mis märgitakse olekuga EI LÄBINUD, näitab kogu jaotise mittevastavust, välja arvatud juhul, kui volitatud isik seda põhjendab.
- Testijuhtumit tulemusega EI LÄBINUD ei saa uuesti teostada ilma dokumenteeritud lahknevuse aruandeta ja probleemi lahendamise aruandeta, mille peab varem heaks kiitma volitatud isik ja mis lisatakse **jaotisesse 7 „Lisad“**.
- Süsteemikontrolli protseduurile oleku LÄBINUD määramiseks peab iga selle protokolliga kohaldatav jaotis peab vastama nõutavatele spetsifikatsioonidele. Otsus tuleb märkida **jaotisesse 6 „Lõplik kontrolliaruanne“**.

2.9 Täidetud süsteemi kontrollimise protokolliga asukoht

Pärast täitmist ja läbivaatamist lisatakse süsteemikontrolli protseduur järgmisesse asukohta:

2.10 Läubivaatus ja heakskiit

Käesoleva süsteemikontrolli protokollis täidetud **jaotis 2** nimega „**Süsteemi kontrollimise kava**“ kirjeldab, kuidas nõuetekohaselt dokumenteerida, et Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader ja tarkvara BG Analytics® toimivad ette nähtud eesmärgile ja funktsioonile kohaselt.

Läubivaatus ja kinnitus	
_____	_____
Roll: volitatud isik	Kuupäev

Ametinimetus	
_____	_____
Roll: volitatud isik	Kuupäev

Ametinimetus	

3 Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri paigaldamise kvalifikatsioon

3.1 Kalibreerimisdokumendi testijuhtum	
<input type="checkbox"/> P/K Põhjendus: _____ Initsiaalid/Kuupäev: _____	
Eesmärk:	<i>Instrument PKF08 peab enne laborisse paigaldamist olema kalibreeritud ettevõttes ACC.</i>
Testiprotseduur:	Instrument PKF08 on tarnitud koos kalibreerimistõendiga. See dokument tõendab instrumendi PKF08 oluliste funktsioonide kalibreerimist tootja spetsifikatsioonide kohaselt.
Eeldatud tulemused:	Instrumendiga PKF08 on kaasas kalibreerimistõend.
Tähelestatud tulemused:	Olemas on kalibreerimise sertifikaat: <input type="checkbox"/> Jah, kalibreerimise kuupäev: _____ <input type="checkbox"/> Ei
Lahkevuste aruande nr:	
Läbinud või ei läbinud:	
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

3.2 Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri testijuhtumi seadistamine

P/K Põhjendus: _____ Initsiaalid/Kuupäev: _____

Eesmärk:	<i>Instrument PKF08 tuleb paigaldada tootja nõuete ja keskkonnaspetsifikatsioonide kohaselt.</i>
Eeltingimused:	Instrument PKF08 võeti vastu. TJ 3.1 on edukalt täidetud.
Viited:	PKF08 Incubating Kinetic Tube Readeri kasutusjuhend
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avage ettevaatlikult instrumendi PKF08 pakend ning paigutage PKF08 puhtale ja tasasele pinnale. 2. Kontrollige visuaalselt instrumendi PKF08 välispinda mistahes kahjustuste (nt kriimustuste) suhtes ja märkige kõik tähelepanekud jaotisesse „Täheldatud tulemused“. 3. Eemaldage kõik ülejäänud komponendid (toitejuhe, USB-sidekaabel, toitevoolu häirete kõrvaldusseade ja tolmuksüsteem) kastist ja kontrollige neid mistahes kahjustuste suhtes. Märkige kõik tähelepanekud jaotisesse „Täheldatud tulemused“. 4. Kui materjale on puudu või need on kahjustatud, võtke ühendust tehnilise teenindusega e-posti teel: TechnicalServices@acciusa.com.
Eeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> • Instrument PKF08 on olemas ja kahjustusteta. • Kõik ülejäänud komponendid on olemas ja kahjustusteta.
Täheldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> • Instrument PKF08 on kohal ja terve: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei, _____ • Kõik ülejäänud komponendid on kohal ja terved: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei, _____
Lahknevuste aruande nr:	
Läbinud või ei läbinud:	
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

3.3 Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri testijuhtumi installimine

P/K Põhjendus: _____ Initsiaalid/Kuupäev: _____

Eesmärk:	<i>Instrument PKF08 tuleb paigaldada tootja nõuete ja keskkonnaspetsifikatsioonide kohaselt.</i>
Eeltingimused:	<p>Termomeetri teave:</p> <p>Mudel: _____ Seerianumber: _____ Kallijääk: _____</p> <p>Hügroomeetri identifitseerimine:</p> <p>Mudel: _____ Seerianumber: _____ Järgm.kal: _____</p>
Viited:	PKF08 Incubating Kinetic Tube Readeri kasutusjuhend
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none"> Märkige labori keskkonnatingimused jaotisesse „Täheldatud tulemused“. Kontrollige, kas keskkonnatingimused vastavad jaotises „Täheldatud tulemused“ esitatud tingimustele. Elektrit ei möödeta vaid kajastatakse võrgu tüübi järgi. Kui keskkonnatingimused on täidetud, ühendage instrument PKF08 toitevoolu häirete kõrvaldusseadme ja UPS-i kaudu maandatud seinakontaktiga. Märkige instrumendi PKF08 teave jaotisesse „Täheldatud tulemused“.
Eeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> Keskkonnatingimused on dokumenteeritud ja vastavad nõuetele. Instrumendi PKF08 teave on dokumenteeritud. Instrument PKF08 on paigaldatud.
Täheldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> Keskkonnatingimused: <ul style="list-style-type: none"> Keskkonna temperatuur: _____ °C (nõutav 15–30 °C) Keskkonnaniiskus: _____ % (nõutav < 70%) Elekter: _____ VAC (nõutav 100–240 VAC @ 50/60 Hz) Keskkonnatingimused vastavad nõuetele: <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei, _____
	<ul style="list-style-type: none"> Instrumendi PKF08 teave: <ul style="list-style-type: none"> Seerianumber: _____ Ühendus häirete kõrvaldusseadme kaudu: <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei <ul style="list-style-type: none"> Tootja/mudel: _____ Ühendatud UPS-i kaudu (valikuline): <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei <ul style="list-style-type: none"> Tootja/mudel: _____ Instrument PKF08 on installitud: <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
Lahknevuste aruande nr:	
Läbinud või ei läbinud:	
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

3.4 Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri testijuhtumi hindamine

□ P/K Põhjendus: _____ /Initsiaalid/Kuupäev: _____

Eesmärk:	<i>Instrument PKF08 tuleb paigaldada tootja nõuete ja keskkonspetsifikatsioonide kohaselt.</i>	
Eeltingimused:	TC 3.3 on teostatud. Pange valmis kaheksa 12 x 75 mm depürogeenitud borosilikaadist klaaskatsutit.	
Viited:	Incubating Kinetic Tube Readeri kasutusjuhend	
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none"> Lülitage PKF08 sisse. Lubage instrumendil PKF08 teha alglaadimine. Pange 12x75 mm katsutid kõigisse kaheksasse süvendisse. Jälgige instrumendi PKF08 toimimist vastavalt jaotises „Eeldatud tulemused“ esitatud selgitusele. Dokumenteerige jaotises „Täheldatud tulemused“. 	
Eeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> Pärast instrumendi PKF08 sisse lülitamist – katsuteid ei ole sisestatud: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> LCD-ekraan on sisse lülitatud <input type="radio"/> LCD-ekraanil kuvatakse seerianumber ja lainepikkus <input type="radio"/> Kõik tühjade süvendite märgutuled on punased Pärast 12x75 mm katsutite panemist kõigisse kaheksasse süvendisse: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Kõik katsutid saab täielikult sisestada <input type="radio"/> Kõik süvendite märgutuled muutuvad roheliseks 	
Täheldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> Pärast instrumendi PKF08 sisse lülitamist – katsuteid ei ole sisestatud: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> LCD-ekraan on sisse lülitatud <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei <input type="radio"/> LCD-ekraanil kuvatakse seerianumber, lainepikkus <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei <input type="radio"/> Kõik tühjade süvendite märgutuled punased <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei Pärast 12x75 mm katsutite panemist kõigisse kaheksasse süvendisse: <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Kõik katsutid saab täielikult sisestada <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei <input type="radio"/> Kõik süvendite märgutuled muutuvad roheliseks <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei 	
Lahknevuste aruande nr:		
Läbinud või ei läbinud:		
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)		
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)		

3.5 Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri testijuhtumi teostamise kontroll

P/K Põhjendus: _____ Initsiaalid/Kuupäev: _____

Eesmärk:	<p><i>Instrumenti PKF08 toimivus tuleb määratleda vastavalt järgmistele toimivuse andmetele ja spetsifikatsioonidele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Temperatuur - raporteeritakse keskmisena temperatuuridest, mis mõõdetakse 5 minuti jooksul integreeritud NIST jälgitava temperatuurianduriga</i> • <i>Signaal - keskmine süvendi intensiivsus (digitaalsed väärtused, DVs) mõõdetuna 5 minuti jooksul</i> • <i>Signaali ja müra suhe - digitaalsete väärtuste standardhälve 5 minuti jooksul.</i>
Eeltingimused:	<p>PKF08 on olnud sisse lülitatud vähemalt 20 minutit.</p> <p>TJ 3.4 on teostatud.</p> <p>Kõik katsutid on instrumentist PKF08 eemaldatud.</p> <p>Väline arvuti PKF08 Calibration Tooli versiooninumbriga: _____</p>
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasutage USB-sidekaablit ja ühendage instrument PKF08 välise arvutiga, milles on PKF08 Calibration Tool. 2. Käivitage PKF08 Calibration Tool. 3. Valige avakuval rippmenüüst Instrument PKF08 seerianumber. 4. Klõpsake valikul Auto Calibrate. 5. Lubage PKF08 Calibration Toolil kalibreerimise protsessiga jätkata. 6. Pärast lõpetamist klõpsake valikul Print ja lisage silt 3.5_6. 7. Hinnake As-Found ja As-Left andmeid, mis loetletakse toimivuse tulemuste jaotises, vastavalt eeldatud tulemustes määratud spetsifikatsioonidele. 8. Dokumenteerige jaotises „Täheldatud tulemused“. 9. Sulgege PKF08 Calibration Tool.
Eeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> • Nagu kuvab TC 3.5_6 toimivuse tulemuste jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tuvastatakse aktiivne 405 nm panga komplekt ○ Raporteeritud keskmine temperatuur: 37 ± 1 °C ○ Igaaktiivse 405 nm panga optiline tihendus iga süvendi numbri jaoks: $\geq 36\ 000$ ○ 495 nm panga optiline tihendus iga süvendi numbri jaoks: $\geq 36\ 000$ ○ Aktiivse 405 nm panga signaali ja müra suhe: > 261 ○ 495 nm panga signaali ja müra suhe: > 261
Täheldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> • Nagu kuvab TC 3.5_6 leitud toimivuse tulemuste jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktiivne 405 nm pank: _ ○ Keskmine temperatuur: 37 ± 1 °C: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Iga aktiivse 405 nm panga optiline tihendus iga süvendi numbri jaoks: $\geq 36\ 000$: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ 495 nm panga optiline tihendus iga süvendi numbri jaoks: $\geq 36\ 000$: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Aktiivse 405 nm panga signaali ja müra suhe: > 261: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ 495 nm pangasignaali ja müra suhe: > 261: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei • Jäetud toimivuse tulemused: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktiivne 405 nm pank: _ ○ Keskmine temperatuur: 37 ± 1 °C: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Iga aktiivse 405 nm panga optiline tihendus iga süvendi numbri jaoks: $\geq 36\ 000$: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ 495 nm panga optiline tihendus iga süvendi numbri jaoks: $\geq 36\ 000$: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Aktiivse 405 nm panga signaali ja müra suhe: > 261: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ 495 nm pangasignaali ja müra suhe: > 261: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei
Lahknevuste aruande nr:	

Läbinud või ei läbinud:	
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

3.6 Läbivaatus ja kinnitus

Selles täidetud jaotises 3 nimega „Instrumendi Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri paigalduse kontroll“ dokumenteeritakse, et instrument PKF08 on läbinud kõik seadme ette nähtud kasutusele vastavate määratud protsesside testimised.

Läbivaatus ja kinnitus	
_____	_____
Roll: volitatud isik	Kuupäev

Ametinimetus	
_____	_____
Roll: volitatud isik	Kuupäev

Ametinimetus	

4 Tarkvara BG Analytics® installimise kvalifikatsioon

4.1 Tarkvara BG Analytics® testijuhtumi installimine	
<input type="checkbox"/> P/K Põhjendus: _____ /Initsiaalid/Kuupäev: _____	
Eesmärk:	Tarkvara BG Analytics® tuleb laborisse installida tootja nõuete kohaselt.
Eeltingimused:	<p>Arvuti minimaalsed süsteeminõuded (Win10 64-bit, versioon 1809 või uuem) vähemalt ühe installimiseks vaba USB-pordiga.</p> <p>Eraldi kohalik opsüsteemi Windows® kasutajakonto.</p> <p>Laadige tarkvara BG Analytics® alla ACC tarkvaraportaalist https://portal.acciusa.com ja täitke tarkvara BG Analytics® kasutusjuhendi(G_1867) jaotises 1.3 toodud registreerumise juhised ja jaotises 2.5 toodud installimise juhised.</p>
Viited:	Tarkvara BG Analytics® kasutusjuhend (G_1867) ACC tarkvaraportaali https://portal.acciusa.com
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none"> Kinnitage jaotises „Tähelestatud tulemused“, et arvuti tehnilised andmed vastavad miinimumnõuetele. Kandke jaotisesse „Tähelestatud tulemused“, arvuti ID, konkreetse kasutaja ID ja BG Analytics® tarkvara versioon. Installige tarkvara BG Analytics® hostarvutisse konkreetse Windows®-i kasutaja ID alla. Esmakordsel avamisel lugege ja nõustuge tarkvara BG Analytics® lõppkasutaja litsentsilepinguga ja liikuge edasi avalehele. Tehke tarkvara BG Analytics® avalehest kuvatõmmis. Salvestage kuvatõmmis testijuhtumina TJ 4.1_1. Kontrollige, et BG Analytics® avalehel oleks näha Start Test (alusta testi) ja View Results (vaata tulemusi). Sulgege BG Analytics®. Minge arvutis menüüsse Start ja klõpsake parema hiireklahviga BG Analytics®-il. Klõpsake käsul Rohkem ja seejärel käsul Kinnita tegumiribale , et luua tegumiribale ikoon.
Eeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> Arvuti vastab süsteemi miinimumnõuetele. Tarkvara BG Analytics® on edukalt installitud. Nagu näidatud testijuhtumis TJ 4.1_1, on BG Analytics®-i avalehel näha Start Test (alusta testi) ja View Results (vaata tulemusi).
Tähelestatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> Arvuti vastab süsteemi miinimumnõuetele: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei Arvuti ja tarkvara teave: <ul style="list-style-type: none"> Arvuti ID: _____ Kasutaja ID hostarvutis: _____ Tarkvara BG Analytics® versioon: _____ Tarkvara BG Analytics® on edukalt installitud: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei Nagu näidatud testijuhtumis TJ 4.1_1, on BG Analytics® avalehel näha Start Test (alusta testi) ja View Results (vaata tulemusi): <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei
Lahkevuste aruande nr:	
Läbinud või ei läbinud:	

Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

4.2 Vöotkoodiskanneri testijuhtumi installimine

P/K Põhjendus: kõik andmed sisestatakse ainult käsitsi (klaviatuuriga sisestamine) Initsiaalid/kuupäev: _____

Eesmärk:	BG Analytics® peab suutma vöotkoodiskanneri võttavastu Fungitell STAT®-i reaktiivi, Fungitell STAT®-i standardit, LRW, APS ja patsiendi proovi identifikaatoreid.
Eeltingimused:	Tarnija soovitudele vastav konfigureeritud vöotkoodiskanner. BG Analytics® on installitud ja suletud.
Viited:	Tarkvara BG Analytics® kasutusjuhend (G_1867) Vöotkoodiskanneri kasutusjuhend
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none"> Sisestage vöotkoodiskanneri kirjeldus jaotisesse „Tähdeldatud tulemused“. Installige konfigureeritud vöotkoodiskanner hostarvutisse, järgides tootja antud installiprotseduuri. Käivitage BG Analytics®. Klõpsake nuppu Start Test (käivita test). Skannige kuval Test Setup (testi seadistus) seadistussadaolevad vöotkoodid (kui neid on). Tehke kuval Test Setup täidetud väljadest kuvatõmmis. Salvestage kuvatõmmis testijuhtumina TJ 4.2_1. Kontrollige, et ribakoodidega üksustel olev informatsioon kanti nõuetekohaselt BGA tarkvarasse.
Eeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> Vöotkoodiskanner vastab tarnija soovitudele. Vöotkoodiskanner on edukalt installitud. Nagu näidatud testijuhtumis TJ 4.2_1, BG Analytics®, ilmub ekraanile Test Setup nõuetekohaselt kogu vöotkoodi talletatud informatsioon.
Tähdeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> Vöotkoodiskanneri kirjeldus: _____ Vöotkoodiskanner vastab tarnija soovitudele: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei Vöotkoodiskanner on installitud: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei Nagu näha testijuhtumis TJ 4.2_1, ilmub BG Analytics® ekraanile Test Setup nõuetekohaselt kogu ribakoodis sisalduva informatsioon: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei
Lahknevuste aruande nr:	
Läbinud või ei läbinud:	
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

4.3 Läbivaatus ja heakskiit

Selles täidetud jaotises 4 nimega „Tarkvara BG Analytics® paigalduse kontroll“ dokumenteeritakse, et tarkvara on nõuetekohaselt paigaldatud ja läbinud kõik ette nähtud kasutusele vastavate määratud protsesside testid.

Läbivaatus ja kinnitus	
_____	_____
Allkiri: Volitatud isik	Kuupäev

Ametinimetus	
_____	_____
Allkiri: Volitatud isik	Kuupäev

Ametinimetus	

5 Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri ja tarkvara BG Analytics® toimivuse kontroll

5.1 Andmevastuse testijuhumi kontroll	
<input type="checkbox"/> P/K Põhjendus: _____ /Initsiaalid/Kuupäev: _____	
Eesmärk:	<i>Instrument PKF08 peab suutma edastada andmeid aja jooksultarkvarale BG Analytics® kindlaks määratud lainepikkustel 405 nm ja 495 nm, sh inkubatsiooni temperatuuri.</i>
Eeltingimused:	PKF08 PK ja BGA PK on läbitud. PKF08 on olnud sisse lülitatud vähemalt 20 minutit. Kõik katsutid on instrumendist PKF08 eemaldatud.
Viited:	Tarkvara BG Analytics® kasutusjuhend (G_1867)
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none"> Käivitage BG Analytics®. Klõpsake Start Test (käivita test). BGA kuvab ekraani Verifying Instrument (instrumendi kontroll) ja teostab minimaalselt 30-sekundilise enesetesti. Tehke ekraanist Verifying Instrument kuvatõmmis. Salvestage kuvatõmmis testijuhumina TJ 5.1_1. Veenduge, et BGA kuvab kõik jaotises „Eeldatud tulemused“ loetletud parameetrid. Pärast enesetesti lülitub BGA ekraanile Test Setup (testi seadistus). Tehke kuvast Test Setup kuvatõmmis. Salvestage kuvatõmmis testijuhumina TJ 5.1_2. Veenduge, et edastatav temperatuur on 37±1 °C.
Eeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> Nagu näha testijuhumis TJ 5.1_1, näitab BG Analytics® ekraan Verifying Instrument järgmist teksti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Self-test in progress... (toimub enesetest) <input type="checkbox"/> PKF08 seerianumber <input type="checkbox"/> Edastatud temperatuur <input type="checkbox"/> Olek: ühendatud Nagu on näidatud testijuhumis TJ 5.1_2, liigub BGA pärast enesetesti ekraanile Test Setup. Nagu on näidatud testijuhumis TJ 5.1_2, on edastatud temperatuur 37±1 °C.
Tähdeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> Nagu näha testijuhumis TJ 5.1_1, näitab BG Analytics® ekraan Verifying Instrument järgmist teksti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Toimub enesetest... <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei <input type="checkbox"/> PKF08 seerianumber: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei <input type="checkbox"/> Edastatud temperatuur: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei <input type="checkbox"/> Olek: Ühendatud <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei Nagu on näidatud testijuhumis TJ 5.1_2, liigub BGA pärast enesetesti ekraanile Test Setup: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei Nagu on näidatud testijuhumis TJ 5.1_2, on edastatud temperatuur 37±1 °C: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei
Lahknevuste aruande nr:	
Läbinud või ei läbinud:	

Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

5.2 Tulemustekogumise, salvestamise, analüüsi ja kättetoimetamise testijuhtumi kontroll

□ P/K Põhjendus: _____ Initsiaalid/Kuupäev: _____

Eesmärk:	<p><i>Instrument PKF08 ja tarkvara BG Analytics® koguvad, analüüsivad ja pärast Fungitell STAT®-i analüüsi teostamist salvestavad proovide andmed vastavasse andmebaasi eesmärgiga teostada invasiivse seeninfektsiooni kliinilist diagnostikat.</i></p> <p><i>BG Analytics® peab esitama pärast analüüsi teostamist patsiendi proovi vastused ekraanil.</i></p> <p><i>BG Analytics® peab koostama prinditava ja eksporditava aruande, kus lehekülje kohta tuleb üks proovi ID.</i></p>
Eeltingimused:	PKF08 PK ja BGA PK on läbitud.
Viited:	Tarkvara BG Analytics® kasutusjuhend (G_1867) Fungitell STAT®-i kasutusjuhend (PN002603)
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none">1. Käivitage BG Analytics®.2. Klõpsake nuppu Start Test (käivita test).3. Oodake ekraani Test Setup (testi seadistus).4. Tippige kasutaja ID.5. Kasutage paigaldatud vöötkoodiskannerit või sisestage igale väljale (standardlahuse partii, reaktiivi partii, APS-i partii, veepartii) number ja aegumise teave.6. Tippige kõigi seitsme (7) proovi ID vormis „KK1“, „KK2“ jne.7. Tehke kuvast Test Setup kuvatõmmis.8. Salvestage kuvatõmmis testijuhtumina TJ 5.2_1.9. Veenduge, et kõik sisestatud andmed on ekraanil Test Setup kuvatud õigesti.10. Klõpsake nuppu Start (alusta), et liikuda kuvale Incubating (inkubeerimine).11. Valmistage ette kaks (2) Fungitell STAT®-i STD (STAT STD) katsutit:<ol style="list-style-type: none">a. Lisage igasse katsutisse määratud kogus LRW-d vastavalt märgistusele, segage keeriseseadmes 15 sekundit ja katke.b. Lisage igasse katsutisse konkreetne kogus APS-i vastavalt märgistusele, segage keeriseseadmes 15 sekundit ja katke.12. Ekraanil Incubating (inkubeerimine) sisestage mõlemad STAT STD katsutid ükskõik millisesse instrumendi PKF08 süvendisse 10-minutiliseks inkubeerimiseks.13. Tehke ekraanist Incubation kuvatõmmis.14. Salvestage kuvatõmmis testijuhtumina TJ 5.2_2.15. Veenduge, et kahe süvendi olek on „Inkubatsioon“ ja mõlemad taimerid loendavad 10:00 minutist allapoole.16. Inkubeerimise ajal lahustage kaheksa (8) Fungitell STAT® RGT (STAT RGT) katsutit 300 µl LRW-ga ja segage iga katsuti keerisega kuni 5 sekundit.17. Kui mõlema katsuti süvendi uueks olekuks saab „Inkubatsioon valmis“, eemaldage mõlemad katsutid instrumendist PKF08 ja ühendage nende sisu, pipeteerides ühe katsuti kogu mahu teise katsutisse.18. Segage ühendatud STAT STD katsutit keeriseseadmes 15 sekundit.19. Pange ühendatud STAT STD katsutit 75 µl igähte kaheksast STAT RGT katsutist.

	<p>20. Segage iga STAT RGT katsutit keerisseadmega kuni 5 sekundit.</p> <p>21. Kui BGA-s küsitakse, kas jätkata andmete kogumist, klõpsake nuppu Yes (jah).</p> <p>22. Sisestage kuval Collecting Data (andmete kogumine) iga STAT RGT katsuti eraldi instrumenti PKF08, et alustada 40-minutilist andmete kogumist.</p> <p>23. Tehke ekraanist Collecting Data kuvatõmmis.</p> <p>24. Salvestage kuvatõmmis testijuhtumina TJ 5.2_3.</p> <p>25. Veenduge, et kõikide süvendite olek on „Kogumine“ ja kõik taimerid loendavad 40:00 minutist allapoole.</p> <p>26. Laske testil käia lõpuni.</p> <p>27. Kui BGA kuvab teate „Test on lõppenud“, klõpsake nuppu View Results(kuva tulemusi).</p> <p>28. Tehke tarkvara BG Analytics® ekraanist Test Result (testi tulemused) kuvatõmmis.</p> <p>29. Salvestage kuvatõmmis testijuhtumina TJ 5.2_4.</p> <p>30. Veenduge, et ekraanil „Testi tulemus“ kuvatakse päis, mis sisaldab testiteavet ja -tulemusi proovide KK1 ja KK2 kohta.</p> <p>31. Klõpsake nuppu Print (prindi), et printida kogu 7-leheküljeline aruanne.</p> <p>32. Märgistage iga lehekülg, alates TJ 5.2_5 kuni TJ 5.2_11.</p> <p>33. Veenduge, et aruande igal leheküljel kuvatakse jaotises „Oodatud tulemused“ määratletud parameetrid.</p> <p>34. Klõpsake nuppu Export (eksport), et eksportida aruanne BG Analyticsi failina. Valige töölaualt eksportimise asukoht ja klõpsake nuppu Save (salvesta).</p> <p>35. Tehke töölaualt kuvatõmmis.</p> <p>36. Salvestage kuvatõmmis testijuhtumina TJ 5.2_12.</p> <p>37. Veenduge, et BG Analyticsi fail on eksporditud.</p> <p>38. Abage eksporditud fail ja printige eksporditud aruanded.</p> <p>39. Märgistage aruanded testijuhtumitena TJ 5.2_13 kuni TJ 5.2_19.</p> <p>40. Veenduge, et aruanded TJ 5.2_13 kuni TJ 5.2_19, vastavad aruannetele TJ 5.2_5 kuni TJ 5.2_11.</p> <p>41. Sulgege BG Analytics®.</p>
<p>Eeldatud tulemused:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_1, kuvatakse ekraanil Test Setup (testi seadistus) kõik sisestatud andmed õigesti. • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_2, on kahe süvendi olek „Inkubeerimine“ ja mõlemad taimerid loendavad 10:00 minutist allapoole. • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_3, on kõikide süvendite olek „Kogumine“ ja kõik taimerid loendavad 40:00 minutist allapoole. • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_4, kuvatakse ekraanil Test Result (testi tulemus) päis, mis sisaldab testiteavet ja -tulemusi proovide KK1 ja KK2 kohta. • Nagu on näidatud testijuhtumites TJ 5.2_5 – TJ 5.2_11, kuvatakse aruande igal leheküljel järgmised parameetrid: <ul style="list-style-type: none"> ○ Päis koos testiteabega ○ Näidis ID <p>Proovi jaotis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteeditingimuste olek: kehtiv - vahemikus ▪ Indeks: vahemikus 0,75–1,2 ▪ Proovi kategooria: Määramatu või positiivne • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_12, eksporditi aruanne BG Analyticsi failina. • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_13 kuni TJ 5.2_19, vastavad eksporditud aruanded aruannetele TJ 5.2_5 kuni TJ 5.2_11.

Täheldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_1, kuvatakse ekraanil Test Setup (testi seadistus) kõik sisestatud andmed õigesti: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_2, on kahe süvendi olek „Inkubeerimine“ ja mõlemad taimerid loendavad 10:00 minutist allapoole: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_3, on kõikide süvendite olek „Kogumine“ ja kõik taimerid loendavad 40:00 minutist allapoole: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_4, kuvatakse ekraanil Test Result (testi tulemus) päis, mis sisaldab testiteavet ja -tulemusi proovide KK1 ja KK2 kohta: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei • Nagu on näidatud testijuhtumites TJ 5.2_5 – TJ 5.2_11, kuvatakse aruande igal leheküljel järgmised parameetrid: <ul style="list-style-type: none"> ○ Päis koos testiteabega: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Proovi ID: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Proovi jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteedikontrolli olek: Kehtiv – vahemikus <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ▪ Indeks: vahemikus 0,75–1,2 <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ▪ Proovi kategooria: Määramatu või positiivne <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei • Aruanne eksporditi BG Analyticsi failina, nagu näitab TJ 5.2_12: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.2_13 kuni TJ 5.2_19, vastavad eksporditud aruanded aruannetele TJ 5.2_5 kuni TJ 5.2_11. <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei
Lahknevuste aruande nr:	
Läbinud või ei läbinud:	
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

5.3 Tarkvara BG Analytics® tulemuste aruande testijuhtumi kontroll

□ P/K Põhjendus: _____ /Initsiaalid/Kuupäev: _____

Eesmärk:	<i>BG Analytics® peab näitama, kas kategooriasse 'negatiivne' või 'kehtetu' kuuluvat tulemust, kui LRW-d kasutatakse negatiivseks kontrollprooviks. BG Analytics® peab teatud kehtetute kvaliteeditingimuste identifitseerimisel esitama proovi kineetilise jälje.</i>
Eeltingimused:	PKF08 instrumendi PK ja BG Analytics® tarkvara PKon läbitud.
Viited:	Tarkvara BG Analytics® kasutusjuhend (G_1867) Fungitell STAT® -i kasutusjuhend (PN002603)
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none">1. Käivitage BG Analytics®.2. Klõpsake nuppu Start Test(käivita test).3. Oodake ekraani Test Setup (testi seadistus).4. Tippige kasutaja ID.5. Kasutage paigaldatud vöötkoodiskannerit või sisestage igale väljale (standardlahuse partii, reaktiivi partii, APS-i partii, veepartii) number ja aegumise teave.6. Sisestage proovide 1, 2 ja 3 ID-d kui LRW1, LRW2 ja LRW3.7. Sisestage proovide 4, 5 ja 6 ID-d kui lisandita 1, lisandita 2 ja lisandita 38. Tippige jaotises Märkused järgmine tekst: “KK TJ 5.3”9. Klõpsake nuppu Start (alusta), et liikuda kuvale Incubating (inkubeerimine).10. Valmistage ette üks STAT STD katsuti:<ul style="list-style-type: none">• Rekonstitueerige STAT STD konkreetse LRW kogusega vastavalt märgistusele, segage keerisseadmes 15 sekundit ja katke.• Lisage STAT STD katsutisse konkreetne kogus APS-i vastavalt märgistusele, segage keerisseadmes 15 sekundit ja katke.11. Proovide 1, 2 ja 3 ettevalmistus<ul style="list-style-type: none">• Viige 50 µL LRW-d kolme tühja 12x75 mm katsutisse.• Lisage igasse katsutisse 200 µL APS-i.• Segage segu 15 sekundit keerisseadmes ja katke.12. Sisestage ekraanile Incubation STAT STD ja asetage proovid 1, 2 ja 3 PKF08 vastavatesse süvenditesse 10 minutiks inkubeerima.13. Inkubatsiooni ajal lisage nelja (4) STAT RGT katsutisse 300 µL LRW-i ja segage igat katsutit keerisseadmes kõige rohkem 5 sekundit. Võtke veel kolm (3) STAT RGT katsutit, aga <u>ärge</u> neid täitke (kokku neli täidetud ja kolm täitmata STAT RGT katsutit).14. Kui ava olek muutub olekuks „Inkubatsioon lõppenud”, eemaldage instrumendist PKF08 kõik katsutid ja keerutage igat katsutit 5 sekundit.15. Pipeteerige 75 µL STAT STD sisu STAT RGT katsutisse.16. Pipeteerige 75 µL proovidest 1, 2 ja 3 vastavatesse täidetud STAT RGT katsutitesse.17. Pipeteerige 75 µL LRW sisu igasse mittetäidetud STAT RGT katsutisse.18. Tsentrifugeerige esimest nelja (täidetud) RGT katsutit kõige rohkem 5 sekundit. Ärge tsentrifugeerige mittetäidetud RGT katsuteid, vaid ainult katke.19. Kui BGA-s küsitakse, kas jätkata andmete kogumist, klõpsake nuppu Yes (jah).20. Sisestage kuvale Collecting Data (andmete kogumine) iga STAT RGT katsuti eraldi instrumendi PKF08, et alustada 40-minutilist andmete kogumist.21. Kui BGA kuvab teate „Test on lõppenud”, klõpsake nuppu View Results (kuva tulemusi).22. Klõpsake loodud aruande printimiseks nupul Print (prindi).23. Tähistage testikatsete tulemused siltidega TJ 5.3_1 kuni TJ 5.3_6.24. Kontrollige, et proovide ID-dega LRW1, LRW2 ja LRW3 aruannetes oleksid samad parameetrid kui eeldatud tulemustes.

	<p>25. Kontrollige, et proovide ID-ga lisandita 1, lisandita 2 ja lisandita 3 aruannetes oleksid samad parameetrid kui eeldatud tulemustes.</p> <p>26. Veenduge, et aruandes kuvatakse sisestatud tekst päises jaotises Märkused: „KK TJ 5.3“.</p> <p>27. Sulgege tarkvara BGA.</p>
<p>Eeldatud tulemused:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nagu näidatud TJ 5.3_1 kuni TJ 5.3_6, kuvatakse aruandes sisestatud tekst päises, jaotises Märkused: „KK TJ 5.3“. • Nagu näidatud TJ 5.3_1, TJ 5.3_2 ja tj 5.3_3, kuvatakse proovide LRW1, LRW2 ja LRW3 aruannetes üks järgmistest tulemustest: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tulemus 1 <ul style="list-style-type: none"> Proovi jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteeditingimuste olek: kehtiv - vahemikust madalam ▪ Indeks: indeksit ei arvatatud ▪ Proovi kategooria: negatiivne ○ Tulemus 2 <ul style="list-style-type: none"> Proovi jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteeditingimusteolek: kehtetu - 500 juures ei ületa 0 ▪ Indeks: indeksit ei arvatatud ▪ Proovi kategooria: ei kuulu aruandesse ○ Proovi kineetilise diagrammi diagramm kui (Delta OT (405 – 495 nm) vs. Aeg (s)) ○ Ristumispunkti Y, kalde ja R väärtused määratud kindlaks ajavahemikus 1900–2400 sekundit • Nagu näidatud TJ 5.3_4, TJ 5.3_5 ja TJ 5.3_6, kuvatakse proovide lisandita 1, lisandita 2 ja lisandita 3 aruannetes üks järgmistest tulemustest: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tulemus 1 <ul style="list-style-type: none"> Proovi jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteeditingimuste olek: kehtiv - vahemikust madalam ▪ Indeks: indeksit ei arvatatud ▪ Proovi kategooria: negatiivne ○ Tulemus 2 <ul style="list-style-type: none"> Proovi jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteeditingimusteolek: kehtetu - 500 juures ei ületa 0 või kehtetu lõpuga OD-$\frac{1}{2}$ ▪ Indeks: indeksit ei arvatatud ▪ Proovi kategooria: ei kuulu aruandesse ○ Proovi kineetilise diagrammi diagramm kui (Delta OT (405 – 495 nm) vs. Aeg (s)) ○ Ristumispunkti Y, kalde ja R väärtused määratud kindlaks ajavahemikus 1900–2400 sekundit

Tähelestatud tulemused	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nagu näidatud TJ 5.3_1 kuni TJ 5.3_6, kuvatakse aruandes sisestatud tekst päises, jaotises Märkused: „KK TJ 5.3“: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei • Nagu näidatud TJ 5.3_1, TJ 5.3_2 ja tj 5.3_3, kuvatakse proovide LRW1, LRW2 ja LRW3 aruannetes üks järgmistest tulemustest: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tulemus 1 <ul style="list-style-type: none"> Proovi jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteeditingimuste olek: Kehtiv – vahemikust madalam <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ▪ Indeks: indeksit ei arvatud <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ▪ Proovi kategooria: negatiivne <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Tulemus 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Proovi jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteeditingimuste olek: kehtetu – 500 juures ei ületa 0 <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ▪ Indeks: indeksit ei arvatud <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ▪ Proovi kategooria: ei kuulu aruandesse <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Proovi kineetilise diagrammi diagramm kui (Delta OT (405 – 495 nm) vs. Aeg (ajad)) <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Ristumispunkti Y, kalde ja R väärtused määratud kindlaks ajavahemikus 1900–2400 sekundit: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei • Nagu näidatud TJ 5.3_4, TJ 5.3_5 ja TJ 5.3_6, kuvatakse proovide lisandita 1, lisandita 2 ja lisandita 3 aruannetes üks järgmistest tulemustest: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tulemus 1 <ul style="list-style-type: none"> Proovi jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteeditingimuste olek: Kehtiv – vahemikust madalam <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ▪ Indeks: indeksit ei arvatud <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ▪ Proovi kategooria: negatiivne <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Tulemus 2 <ul style="list-style-type: none"> Proovi jaotis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvaliteeditingimuste olek: kehtetu – 500 juures ei ületa 0 või kehtetu lõpuga OD-d <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ▪ Indeks: indeksit ei arvatud <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ▪ Proovi kategooria: ei kuulu aruandesse <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Proovi kineetilise diagrammi diagramm kui (Delta OT (405 – 495 nm) vs. Aeg (ajad)) <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei ○ Ristumispunkti Y, kalde ja R väärtused määratud kindlaks ajavahemikus 1900–2400 sekundit: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei

Lahknevuste aruande nr:	
Läbinud või ei läbinud:	
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

5.4 Andmete säilitamise ja otsinguvõimaluste testijuhtumi kontroll

□ P/K Põhjendus: _____ Initsiaalid/Kuupäev: _____

Eesmärk:	<i>BG Analytics® peab võimaldama andmebaasi otsingut standardse partii numbri, reaktiivi partii numbri, proovi ID ja kasutaja ID alusel.</i>
Eeltingimused:	PKF08 ja tarkvara BG Analytics® IK onlääbitud. TJ 5.3 on teostatud.
Viited:	Tarkvara BG Analytics® kasutusjuhend (G_1867)
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käivitage BG Analytics®. 2. Klõpsake nuppu View Results(vaata tulemusi). 3. Klõpsake välja Search (otsing), et otsida kirjet proovi ID järgi. Sisestage proovi ID kohale „LRW1” 4. Klõpsake nuppu Find (otsi), et kuvada otsingutulemus. 5. Tehke erkaanist Test History (testide ajalugu) kuvatõmmis. 6. Märgistage kuvatõmmis testijuhtumina TJ 5.4_1. 7. Veenduge, et kuvatakse ainult proovi „LRW1” tulemus. 8. Klõpsake kaks korda proovi „LRW1” real loodud aruande printimiseks klõpsake Print (printi). 9. Märgistage aruanne testijuhtumina TJ 5.4_2. 10. Veenduge, et luuakse sama testiaruanne kui testijuhtumi TJ 5.3_1 puhul. 11. Sulgege BG Analytics®.
Eeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.4_1, võimaldab BGA otsimist proovi ID järgi. • Nagu on näidatud testiuhtumis TJ 5.4_2, on proovi „LRW1” aruanne pärast uuesti avamist TJ 5.3_1 aruandega identne.
Täheldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.4_1, võimaldab BGA otsimist proovi ID järgi: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.4_2, on proovi „LRW1” aruanne pärast uuesti avamist TJ 5.3_1 aruandega identne: <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei
Lahknevuste aruande nr:	
Läbinud või ei läbinud:	
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

5.5 Andmebaasi varundamisvõime testijuhtumi kontroll

□ P/K Põhjendus: _____ Initsiaalid/Kuupäev: _____

Eesmärk:	<i>BG Analytics® peab võimaldama SQLite andmebaasile varundamise võimekuse.</i>
Eeltingimused:	PKF08 instrumendi PK ja BG Analytics® tarkvara PKon läbitud.
Viited:	Tarkvara BG Analytics® kasutusjuhend (G_1867)
Testiprotseduur:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käivitage BG Analytics®. 2. Klõpsake nuppu Backup (varundus). 3. Valige asukoht hostarvuti töölaual, kuhu salvestada andmebaasi koopia. 4. Klõpsake nuppu Savea (salvesta), mis asub faili vaikenime all vormingus bgabackup-AASTA-KUU-PÄEV, tüüp: BGA andmebaas. 5. Klõpsake nuppu OK teate Backup Complete(Varundus valmis) kinnitamiseks. 6. Tehke töölaust kuvatõmmis. 7. Salvestage kuvatõmmis testijuhtumina 5.5_1. 8. Veenduge, et kuvatakse fail nimega bgabackup-AASTA-KUU-PÄEV. 9. Sulgege BG Analytics®.
Eeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.5_1, kuvatakse fail nimega bgabackup-AASTA-KUU-PÄEV.
Tähdeldatud tulemused:	<ul style="list-style-type: none"> • Nagu on näidatud testijuhtumis TJ 5.5_1, kuvatakse fail nimega bgabackup-AASTA-KUU-PÄEV: <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/>Jah <input type="checkbox"/>Ei </div>
Lahknevuste aruande nr:	
Läbinud või ei läbinud:	
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

5.6 Läbivaatus ja kinnitus

Selles täidetud jaotises 5 nimega „Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Readeri ja tarkvara BG Analytics® toimivuse kontroll“ dokumenteeritakse, et süsteem on läbinud kõik ette nähtud kasutusele vastavate määratud protsesside testid.

Läbivaatus ja kinnitus	
_____	_____
Roll: volitatud isik	Kuupäev

Ametinimetus	
_____	_____
Roll: volitatud isik	Kuupäev

Ametinimetus	

6 Lõplik kontrolliaruanne

6.1 Lõplik kontrolliaruanne	
Eesmärk:	Ülevaate andmine testitulemuste kohta
Jaotise 3 läbivaatus:	Jaotis P/K <input type="checkbox"/>
	TJ 3.1 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> TJ 3.2 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> TJ 3.3 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> TJ 3.4 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> TJ 3.5 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> Märkused. Jaotis vastab nõutavatele spetsifikatsioonidele: JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>
Jaotise 4 läbivaatus:	Jaotis P/K <input type="checkbox"/>
	TJ 4.1 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> TJ 4.2 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> Märkused: Jaotis vastab nõutavatele spetsifikatsioonidele: JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>
Jaotise 5 läbivaatus:	Jaotis P/K <input type="checkbox"/>
	TJ 5.1 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> TJ 5.2 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> TJ 5.3 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> TJ 5.4 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> TJ 5.5 Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> P/K <input type="checkbox"/> Märkused. Jaotis vastab nõutavatele spetsifikatsioonidele: JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>
Täiendav testimine:	P/K <input type="checkbox"/>
	TJ ____ Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> TJ ____ Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> TJ ____ Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> TJ ____ Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> TJ ____ Läbinud <input type="checkbox"/> Ei läbinud <input type="checkbox"/> Märkused. Täiendavad testid vastavad eeldatud tulemustele: JAH <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>
Süsteem on testi läbinud või mitte läbinud:	
Teostaja: (Allkiri/kuupäev)	
Läbivaataja: (Allkiri/kuupäev)	

6.2 Läbivaatus ja kinnitus

Selles täidetud **jaotises 6** nimega „**Lõplik kontrolliaruanne**“ dokumenteeritakse, et instrument Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader ja tarkvara BG Analytics® läbisid kõik süsteemi kontrolli protokollis toodud testid ja toimivad adekvaatselt, kui süsteemi kasutatakse selle ette nähtud eesmärkidel.

Läbivaatus ja kinnitus	
_____	_____
Roll: volitatud isik	Kuupäev

Ametinimetus	
_____	_____
Roll: volitatud isik	Kuupäev

Ametinimetus	

7 Manused

7.1 Koolituse kirjed

7.2 Objektiivsed tõendid

7.3 Täiendav testimine

7.4 Lahknevuste aruanne

7.5 Probleemi lahendamise aruanne

7.6 Hooldus

Kontaktandmed: Corporate Headquarters

Associates of Cape Cod, Inc.
124 Bernard E. Saint Jean Drive
East Falmouth, MA 02536-4445 USA
Tel: (888) 395-2221 või (508) 540-3444
Faks: (508) 540-8680
E-post: custservice@acciusa.com
www.acciusa.com

Ühendkuningriik/Euroopa

Cape Cod Int'l., Inc. partnerid.
Unit 1 F/G/H Academy Business Park
Lees Road, Knowsley
Liverpool L33 7SA
Ühendkuningriik
Tel: (44) 151-547-7444
Faks: (44) 151-547-7400
E-post: info@acciuk.co.uk
www.acciuk.co.uk











Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Holland

 	MedEnvoy Switzerland Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Šveits
	MedEnvoy Global BV Prinsid Margrietplantsoen 33- Suite 123 2595 AM Haag, Holland

Märkus. Seadmega toimunud tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada valmistajat ja selle liikmesriigi pädevat asutust, kus kasutaja ja/või patsient asuvad.

Kasutatud sümbolid

	Näitab vastavust kõigi kohaldatavate EL-i direktiivide nõuetele
	Ettevaatust - vaadake saatedokumente
	In vitro diagnostikaseade
	Toote mudeli nimi
	Tootja
	ELi volitatud esindaja
	Importija
	Šveitsi volitatud esindaja

Redigeerimise ajalugu

2. redaktsioon. Lisatud allalaadimise protseduur, volitatud esindaja, redigeerimise ajalugu ja kasutatud sümbolid. Muudetud jaotist 5.3 Väiksemad selgitused ja vorming. Värskendatud dokumendi nimi kvaliteedisüsteemis.
3. redaktsioon: muudetud on jaotised 2.3, 3.4 ja 3.5, et kasutada uut PKF08 Calibration Tooli.
4. redaktsioon: eemaldatud volitatud esindaja, EÜ esindaja nimi ja aadress.
5. redaktsioon: uuendatud on Ühendkuningriigi aadressi ja eemaldatud Saksamaa. Lisati EL-i importijana MedEnvoy ja kontaktteabe jaotisest eemaldati ACC Europe GmbH. Uuendatud kasutatud sümboleid. Lisatud on EÜ volitatud esindaja, Šveitsi importija ning EÜ esindaja nimi ja aadress. Värskendati testjuhtumi 5.3 eeldatavat tulemust.